



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO**  
**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

GRUPO DE SUMINISTRO 060  
MATERIAL DE CURACION

CAPUCHON PROTECTOR  
ACCESORIO PARA BIBERON

ESPECIFICACION

ESTA ESPECIFICACION CANCELA A LA NORMA BIBERONES CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR Y DISCO DE FECHA 2 DE JULIO DE 1986, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A CAPUCHON PROTECTOR.

01. DESCRIPCION.- Pieza elaborada con plástico rígido grado médico, la cual esta pigmentada en colores claros (azul, amarillo o rosa) o blanco. Debe proteger a la mamila y tapa. La superficie del producto que se ponga en contacto con los líquidos administrados, fluidos corporales y/o tejidos del paciente, no debe contener sustancias que puedan disolverse o provocar reacciones con los mismos.

02. DESIGNACION.- De acuerdo al Cuadro Básico de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud (09.01).

060.169.0019      **BIBERONES**  
 Como accesorio  
 Capuchón protector

03. PRESENTACION.- Empaque múltiple, bolsa de plástico, resistente, transparente y con capacidad para contener los capuchones. Empaque colectivo, caja de cartón corrugado de forma rectangular baja, con resistencia mínima de 1.07 MPa (11 kg/cm<sup>2</sup>), o algún otro material con propiedades similares, que cumpla con lo establecido en la Norma IMSS - JCC - Requisitos para Empaques Colectivos de Artículos de Consumo.

04. INSPECCION DE RECEPCION.- Debe cumplir con lo especificado en el Procedimiento para la Inspección de Recepción por Atributos JCC - PG - 001 y con lo indicado en el capítulo 06 de la Norma IMSS correspondiente (08.01).

05. ESPECIFICACIONES

<u>DETERMINACION</u>	<u>ESPECIFICACION</u>	<u>PROCEDIMIENTO</u>
Acabado	Libre de fisuras, deformaciones, bordes filosos, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, desmoronamientos, material infusible, partes delgadas, diferentes coloraciones y bordes filosos. Debe ser de colores claros (azul, amarillo o rosa) o blanco. Las superficies deben ser lisas	Inspección visual

CLAVE			
-------	--	--	--

FECHA	5-08-92
VIGENCIA	4-10-92

PAGINA No. 1 DE 4
-------------------



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

GRUPO DE SUMINISTRO 060  
MATERIAL DE CURACION

CAPUCHON PROTECTOR  
ACCESORIO PARA BIBERON

ESPECIFICACION

Ensamble El ensamble del capuchón con la tapa de rosca, de cualquiera de los proveedores, debe ser adecuado y firme 08.01.

Envejecimiento No debe tener ningún defecto de los mencionados en acabado 08.01.

Prueba Intracutánea\* Debe satisfacer la prueba 08.02.

Metales Pesados, ppm 1 máximo 08.03.

Dimensiones, mm  
(ver figura 1)



Por medio de una regla metálica y un Vernier, determinar la longitud y espesor indicados

Altura (A) 53 a 57

Diaámetro Interno (B) El necesario para ensamblar adecuada y firmemente con cualquier tapa

Espesor (C) 1.26 mínimo

06. ETIQUETADO.- El empaque múltiple debe tener impresos, adheridos o adicionados los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Nombre del producto
- Número de lote
- Nombre, marca o logotipo del fabricante
- Razón social y domicilio del fabricante, proveedor e importador
- Fecha de fabricación, puede estar implícita en el número de lote
- País de origen
- Esterilizable (o leyendas alusivas)
- Número de piezas

\* Esta prueba no es indispensable en producto terminado cuando existan documentos aprobatorios de la misma en materia prima.

CLAVE

FECHA 5-08-92  
VIGENCIA 4-10-92

PAGINA No. 2 DE 4



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO**  
**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

GRUPO DE SUMINISTRO 060  
 MATERIAL DE CURACION

CAPUCHON PROTECTOR  
 ACCESORIO PARA BIBERON

ESPECIFICACION

Así como los siguientes requerimientos Institucionales:

- Clave del Cuadro Básico de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud
- Propiedad IMSS o Sector Salud (o leyendas alusivas)
- Nombre genérico del producto

**07. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.-**

El tipo y la calidad de empaque son responsabilidad del proveedor. Debe proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, lejos de fuentes de calor y/o vapores.

**08. REFERENCIAS NORMATIVAS**

- 08.01. Norma IMSS - JCC - Biberones de Vidrio con Mamila, Tapa de Rosca, Capuchón Protector.
- 08.02. Norma IMSS - JCC - Determinación del Grado de Aceptación, Pruebas Biológicas y Fisicoquímicas para Productos Elaborados con Materiales Plásticos, Látex u Otros Elastómeros de Origen Natural o Sintético. Parte I Pruebas Biológicas.
- 08.03. Norma IMSS - JCC - Determinación del Grado de Aceptación, Pruebas Biológicas y Fisicoquímicas para Productos Elaborados con Materiales Plásticos u Otros Elastómeros de Origen Natural o Sintético. Parte II Pruebas Fisicoquímicas.

**09. BIBLIOGRAFIA**

- 09.01. Actualización del Cuadro Básico de Material de Curación y Prótesis del Sector Salud 1990, Diario Oficial de la Federación del 4 de octubre de 1990, p. 45.



CLAVE			

FECHA	5-08-92
VIGENCIA	4-10-92

PAGINA No.	3	DE	4
------------	---	----	---



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO**  
**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS**

GRUPO DE SUMINISTRO 060  
MATERIAL DE CURACION

CAPUCHON PROTECTOR  
ACCESORIO DE BIBERON

ESPECIFICACION




FIGURA 1.- Capuchón protector

BIBLIOTECA



JCC

300.1/241

R-121

PREFACIO

En la elaboración de esta norma participaron las siguientes instituciones:

INDUSTRIAS TUCK DE MEXICO, S.A.

3 M DE MEXICO, S.A.

BEIERSDORF DE MEXICO, S.A.

FORD MOTOR CO., S.A.

PETROLEOS MEXICANOS.



INDICE:

1	OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION	Pág. 1
2	REFERENCIAS	Pág. 1
3	SELECCION DEL ESPECIMEN DE PRUEBA	Pág. 1
4	METODOS DE PRUEBA	Pág. 1
5	BIBLIOGRAFIA	Pág. 13
	APENDICE	Pág. 14

